



APPENDIX: 1

SAFETY & SECURITY BULLETIN (U-SMS-09)

Revision: Original

Date: 7/1/2015

Bulletin No: 22-027

Date: 26/Oct/22

Reissued

SUBJECT: HANDLING OF EMA reminder

APPLICABLE TO: ALL ULTRA PERSONNEL

When assigned to work a ticket counter and a passenger has an EMA (electrical wheel chair or mobility device) it is your responsibility to:

1- Ask that passenger if the battery on the device is WET or Dry

2- If wet follow procedures for WET battery.

A_ Disconnect Battery. Insulate terminal using tape

B- Place battery in special battery box and follow instruction in box. Remember when working TCX the passenger must provide the special box

C- Fill the EMA baggage tags complete. In some airlines such as TCX you will be required to sign this form

3- If the battery is dry (gel, seal or lithium)

A- Disconnect battery. Before this is done ask the passenger how to do it. Remember this is part of their body and whom better than them to tell you how is properly done

B- Isolate terminal using tape. Note: Some batteries terminal are simply isolated by unplugging them

C- Fill the EMA baggage tags complete. In some airlines such as TCX you will be required to sign this form

IF you are assigned to load an EMA on the aircraft

1- Check with your supervisor where is the EMA to be loaded.

2- Insure that the EMA is ready for transport. Battery disconnected and terminal insulated

3- Check all the information written in the EMA tag

4- Sign EMA tag if requiered by aircraft operator, for other airlines you might have to sign a WHCR form or a NOTOC

5- SECURED down the EMA inside the belly or the ULD

you must communicate with the airline representative to obtain aproval for acceptance if the battery is a lithium Ion metal battery..2- When loadind always advise the PIC of location

refer to your ULTRA GOM section G3.6.1 and 3.6.2, as well as the Aircraft opeartor HAZMAT (DG) manual, IATA DGR table 2.3A for any further reference

Be SAFE follow all safety rules and company SOP

PREPARED BY:

Safety Department



ULTRA AVIATION SERVICES, INC.

Bulletin No: 22-027

Date: 26/Oct/22

Reissued

SUBJECT: SMS FOD regulations reminder

APPLICABLE TO: ALL ULTRA PERSONNEL

Cuando se le asigna trabajar en un mostrador de boletos y un pasajero tiene una EMA (silla de ruedas eléctrica o dispositivo de movilidad), es su responsabilidad:

1- Pregúntale al pasajero si la batería del dispositivo está HÚMEDA o Seca

2- Si está mojado, siga los procedimientos para la batería WET.

A_ Desconecte la batería. Aislar el terminal con cinta

B- Coloque la batería en una caja especial para baterías y siga las instrucciones de la caja. Recuerde al trabajar TCX el pasajero debe proporcionar la caja especial

C- Llene completamente las etiquetas de equipaje de EMA. En algunas aerolíneas se le pedirá que firme este formulario

3- Si la batería está seca (gel, sellada o litio)

A- Desconectar la batería. Antes de hacer esto, pregunte al pasajero cómo hacerlo. Recuerda que esto es parte de su cuerpo y quien mejor que ellos para decirte como se hace correctamente

B- Aísle el terminal con cinta adhesiva. Nota: algunos terminales de las baterías se aíslan simplemente desenchufándolos

C- Llene completamente las etiquetas de equipaje de EMA.

SI está asignado para cargar un EMA en el avión

1- Consulte con su supervisor dónde se cargará el EMA.

2- Asegúrese de que el EMA esté listo para el transporte. Batería desconectada y terminal aislado

3- Revisa toda la información escrita en la etiqueta EMA

4- Firme la etiqueta EMA si así lo requiere el operador de la aeronave, para otras aerolíneas es posible que deba firmar un formulario WHCR o una NOTOC

5- ASEGURADO por la EMA dentro de la bodega o la ULD

debe comunicarse con el representante de la aerolínea para obtener la aprobación para la aceptación si la batería es una batería de metal de iones de litio. 2- Cuando cargue y siempre informe al PIC de la ubicación

consulte la sección G3.6.1 y 3.6.2 de su ULTRA GOM, así como el manual HAZMAT (DG) del operador de aeronaves, la tabla 2.3A de IATA DGR para cualquier referencia adicional

Sea SEGURO siga todas las reglas de seguridad y los SOP de la compañía